



Para los que llegan primero

Desfibrilador HeartStart FRx de Philips

El paro cardíaco repentino puede producirse sin apenas indicios previos. Usted es el primero que debe responder. ¿Está preparado? Con el desfibrilador HeartStart FRx de Philips sí lo estará, porque está diseñado para que sea fácil de transportar y utilizar, y ofrece tecnología para emergencias en un paquete resistente y fiable. Puede utilizarse para tratar la causa más común de paro cardíaco repentino mediante la administración rápida y efectiva de una descarga eléctrica allí donde se produzca. Gracias a su diseño sencillo y a las indicaciones de voz, incluidas las instrucciones para RCP, le aporta la confianza que necesita para tratar a una víctima de paro cardíaco. La llave para lactante/niño lo convierte en un desfibrilador pediátrico, ya que adapta las instrucciones y el tratamiento a las necesidades de un niño o lactante.

Ventajas principales

- Facilidad de uso.
- Diseño sencillo e indicaciones de voz concisas, incluidas las instrucciones para RCP, que le guían en cada paso del procedimiento de reanimación.
- La función Quick Shock administra el tratamiento en menos de 8 segundos después de las compresiones torácicas. Otros dispositivos pueden tardar hasta dos y tres veces más.¹

PHILIPS


Sencillo, resistente y fiable

Resistente y ligero

- Solo pesa 1,5 kg (3,5 lb).
- Creado para superar los tests más rigurosos, como impactos de hasta 227 kg (500 lb) y caídas desde un metro de altura sobre hormigón.

Mantenimiento fácil

- Con más de 85 tests, FRx es uno de los dispositivos de autotest más completos del mercado.
- El dispositivo se alimenta mediante una batería de larga duración fácil de instalar.



Llave exclusiva para lactante/niño

- Solo tiene que insertar la llave para lactante/niño si necesita convertir el FRx en un desfibrilador pediátrico que adapta las instrucciones y el tratamiento a las necesidades específicas de un niño o lactante.

Visite www.philips.com/aeds para obtener todas las especificaciones del producto.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

¹Survival data: Swine; 7 minutes of VF. Yu T, et al. Circulation. 2002; 106:368-372.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Impreso en los Países Bajos.
4522 962 89224 * NOV 2012